


CardioScan12 servidor + satellite

Esquema de instalación

10/10/2013


www.cardioscan.com.mx



Software Instalado:
1) InstallServer&Explorer
()Server

Open port 21

Crear usuario,
1) admin para Explorer
2) Usuarios para clientes c/u



EXPLORER

Software instalado:
1) CS12
2) InstallServer&Explorer
()Explorer
3) UpdateAnalisiComercial
Connect to IP Server
Usuario admin

Nota, esta PC, puede estar en la misma LAN que el servidor o remotamente.

Procesar estudio Holter en sitio remoto

